「ゆう!ケア」 Ver12.1.0

アップデート手順書

2016年 8月

株式会社 フォーエヴァー

1. アップデート

『ゆう!ケア』Ver12.1.0のアップデートは、Ver12.0.0をご利用の場合に適用できます。 『ゆう!ケア』を使用中の場合は、アップデートする前に必ず終了してください。

弊社のホームページよりダウンロードしたYCSetup1210. exeをダブルクリックします。





アップデート確認メッセージが表示されます。



「はい」をクリックします。

インストール準備画面が表示されます。

ゆう!ケア - InstallShield Wizard		
	インストールの準備をしています。	
0	ゆう! ケア セットアップは、 プログラムセットアップの手順をご案内す る InstallShield Wizard を準備しています。 しばらくお待ちくださ い。	
1000	展開中: YCSetup.msi	
	キャンセル	

このまましばらくお待ちください。

④ 『ゆう!ケア』のインストール確認画面が表示されます。



「次へ」をクリックします。

⑤ インストールを行います。

🙀 『ゆう!	ケア』 - InstallShield Wizard
ゆう!ケア 選択した	をインストールしています プログラム機能をインストールしています。
P	InstallShield ウィザードは、ゆう!ケア をインストールしています。 しばらくお待ち ください。
	ステータス: 新しいファイルをコピーしています
InstallShield –	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル

このまましばらくお待ちください。

⑥ クライアントサーバー(C/S)環境で「ゆう!ケア」をご利用の場合、「バージョン更新画面」が表示されます。

岁 ゆう!ケア バージョン更新		
サーバーの「ゆう! バージョンを12.1	ケア」データの . Oに更新します。	
この処理は、任意の端末で1回だけ 実行してください。すでに実行済み の場合はキャンセルボタンを押下し てください。		
実行	キャンセル	

必ず、どれか1台のパソコンで「実行」してください。 (1度実行した後は、他のパソコンでは「キャンセル」してください。) ⑦ インストール完了画面が表示されます。

👸 『ゆう!ケア』 - InstallShield Wizard 🛛 💦		
<u>ب</u>	InstallShield ウィザードを完了しました	
	InstallShield ウィザードは、ゆう!ケア を正常にインストールしま した。「完了」をりりックして、ウィザードを終了してください。	
< 戻る(<u>B</u>) (<u>売7(F</u>) キャンセル		

「完了」をクリックします。

⑧ 「バージョンアップ情報」が表示されます。



「バージョンアップ情報」は、[スタートメニュー]-[ゆう ! ケア]-[お読みください]からも参照でき ます。

以上で『ゆう ! ケア Ver 12.1.0』アップデートは完了です。